

**Подложки для сканирующей зондовой микроскопии из
высокоориентированного пиролитического графита**

Мозаичность*, градусы	Размеры в плоскости, мм²	Толщина, мм	Цена для двустороннего образца, руб.	Цена для одностороннего** образца, руб.
0.4	10x10	2.0	22015.00	15410.00
0.4	10x10	1.5	18700.00	13090.00
0.4	10x10	1.0	14705.00	не производится
0.8	10x10	2.0	9690.00	6783.00
0.8	10x10	1.5	8075.00	5652.00
0.8	10x10	1.0	6545.00	4581.00
1.7	10x10	2.0	5185.00	3630.00
1.7	10x10	1.5	4335.00	3035.00
1.7	10x10	1.0	3570.00	2500.00

*Мозаичность определяется рентгенографическими методами. Этот параметр характеризует степень ориентации слоев в графите. Чем меньше мозаичность, тем выше степень ориентации слоев. В идеальном случае все слои параллельны друг другу.

**Для односторонних образцов мозаичность указана только для одной стороны. Степень ориентации слоев постепенно уменьшается к другой стороне образца.